

15. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ ФАН ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА PLIVA-Lachema

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.	Цена, руб. (в т.ч. НДС)
Монофункциональные полоски ФАН (анализ мочи)			
1	АЛЬБУФАН белок, рН	50	
2	ГЛЮКОФАН глюкоза	50	
3	ГЕМОФАН кровь, гемоглобин	50	
4	КЕТОФАН кетоновые тела	50	
Полифункциональные полоски ФАН (анализ мочи)			
5	ТРИФАН белок, рН, глюкоза	50	
6	ТЕТРАФАН ДИА кетоны, глюкоза, белок, рН	50	
7	ПЕНТАФАН кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН	50	
8	ГЕКСАФАН кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, уробилиноген	50	
9	ГЕПТАФАН кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген	50	
10	ОКТАФАН кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген, лейкоциты	50	
11	НОНАФАН SG кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес	50	
12	ДЕКАФАН ЛЕЙКО кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес, лейкоциты	50	
13	ДЕКАФАН АСКО кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес, аскорбиновая кислота	50	
Специальные полоски ФАН			
14	ДИАФАН глюкоза, кетоны	50	
15	ИКТОФАН уробилиноген, билирубин	50	
16	НЕФРОФАН ЛЕЙКО нитриты (бактериурия), рН, белок, кровь, лейкоциты	50	
17	МЕЛЛИФАН глюкоза в капиллярной крови (без прибора)	50	
18	ОКТЕСТ скрытая кровь в кале	8	
Индикаторная бумага			
19	Универсальная рН 0-12 Содержит комбинацию различных индикаторов, позволяющих определять рН в указанном диапазоне	100	
Индикаторная бумага с дробными значениями рН			

20	ФАН рН 1.0 -11.0 Предназначены для определения рН в указанном диапазоне с шагом 2 единицы рН	250	
21	ФАН рН 1.0-2.3 Предназначены для определения рН в указанном диапазоне с шагом 0,3 единицы рН	250	
22	ФАН рН 3.9-5.4	250	
23	ФАН рН 6.0-7.5	250	
24	ФАН рН 6.6-8.1	250	
25	ФАНрН 8.2-9.7	250	